


Efficacité
et Sécurité

conceptnatal 



Aide au positionnement Photothérapie – BiliTex



Notre dispositif de positionnement Bilitex a été spécifiquement développé pour la photothérapie et pour garantir en toute sécurité efficacité du traitement et stabilité. Au cours de ces séances thérapeutiques les petits patients sont positionnés en décubitus ventral pour éviter les mouvements qui causent une trop grande dépense d'énergie. Le dispositif Bilitex procure au prématuré un environnement flexible et sécurisant durant la thérapie, lui permettant d'adopter une position relaxante.

Le matériau textile innovant se compose d'une structure en maille avec 85% de perméabilité au spectre de radiation haute-intensité. Le tissu en fibres tissées est très doux et "aéré". La taille est ajustable grâce à une fermeture libre (Velcro®). Nous avons développé ce produit en collaboration avec l'hôpital Universitaire de Tubingen.


Le service de Néonatalogie est très orienté vers les soins de développement et il est un des pionniers du programme NIDCAP.



- + Fibres innovantes tissées offrant plus de 85% de perméabilité à une photothérapie intensive dans l'intervalle de longueur d'ondes 450 - 470 nm
- + Design spécial pour les jambes d'une poche élastique et flexible limitant les mouvements
- + Rabats ajustables sur épaules et bras permettant le bon regroupement du corps
- + Facilité d'utilisation grâce à la fermeture Velcro® flexible
- + Tissu "aéré" et thermostatique
- + 5 tailles: S < 800g, M 800g - 1.200g, L 1.200g - 2.000g, XL 2.000g - 3.000g, XXL > 3.000g
- + Disponible également en tissu 60cm x 60cm
- + Code couleur facilitant le choix parmi les différentes tailles
- + Emballage individuel / 100% PES / 10 unités par boîte de chaque taille
- + Testés et certifiés norme Oeko-Tex®Standard100
- + Développé et fabriqué en Allemagne



BiliTex tissu 60x60cm REF 18-06-100



BiliTex S	REF 05-01-100
BiliTex M	REF 05-02-100
BiliTex L	REF 05-03-100
BiliTex XL	REF 05-04-100
BiliTex XXL	REF 05-05-100
BiliTex tissu 60x60cm	REF 18-06-100

conceptnatal 

Im Michelreis 18
72124 Pliezhausen
Germany
tel +49(0)7127 9802601
fax +49(0)7127 9802602
info@conceptnatal.de
www.conceptnatal.de

